

MRI問診票 兼 検査同意書

1 体内に機械又は金属を埋め込む手術又は処置(歯科含む。)をしたことがありますか。

☐ はい

☐ いいえ

いいえ の方は3へ

2 はい とお答えの方へ、手術又は処置はいつ頃行いましたか。
また、具体的な機械又は金属を下の【A群】【B群】からお選び下さい。

手術した時期

年頃

【A群】 下記の機械又は金属が体内にあると検査できません。

- ☐ 心臓ペースメーカー ☐ 骨成長刺激装置 ☐ 体内除細動器 ☐ 迷走神経刺激装置 ☐ 深部脳刺激装置
- ☐ スワングツカテール ☐ 人工中耳 ☐ 磁力付着義眼 ☐ 人工肛門の磁性体クリップ
- ☐ 乳房再建術エキスパンダー

【B群】 下記のものが体内にあると検査できないことがあります。

- ☐ 整形外科手術材料 (人工骨頭、ボルトなど) ☐ 脳動脈クリップ ☐ 血管内金属(ステント、コイル、フィルタなど)
- ☐ 心臓手術材料 (人工弁、弁輪形成リングなど) ☐ 水頭症シャントバルブ ☐ 磁力脱着式義歯で支持体が磁石のもの
- ☐ 婦人科手術材料 (IUD・子宮脱リングなど) ☐ 内視鏡クリップ ☐ 胸部穿刺用トロッカー
- ☐ 尿道カテーテルで温度センサー付きのもの ☐ 美容整形手術材料 (瞼スプリング、ワイヤーなど)

その他:手術、怪我による体内金属()

3 入れ墨、ボディアートなどがある方にお聞きします。
入れ墨、ボディアートなどはMRI検査で火傷及び変色することがあります。
MRI検査の危険性及び損失を同意の上検査をしますか。

☐ 同意して検査します。

☐ 同意しません。

4 女性の方にお聞きします。現在、妊娠中または妊娠の可能性がありますか。

☐ はい

☐ いいえ

下記の内容を確認の上よろしければチェックをお願いします。

・検査当日下記のものをお控えください。(検査当日は外してもらいます。)

化粧品(アイライナー・マスカラ)・カラーコンタクト(瞳を大きく見せるもの含む)

保温下着・頭髮染料剤・白髪隠しファンデーション

・下記のものは検査室に持ち込めません。(入室前に外してもらいます。)

持続的自己血糖測定装置(フリースタイルリブレなど)・尿道カテーテル用DIBキャップ

義歯(はずせるもの) 補聴器 カイロ コルセット サポーター ヘアピン かつら・ウィッグ

ネイル 義手・義足 金具のついた衣類(チャック、金属のボタン、ホックなど)

装飾品(時計、ネックレス、指輪など) 貼り薬(湿布、エレキバン、ニトログリセリンなど)*1

*1貼り薬の中にはMRI検査で剥がす必要のないものがあります。スタッフに確認してください。

☐ 全て確認し検査を受けることに同意します。

年 月 日

署名

MRI体安全ガイド		
妊娠に関する注意事項	妊婦及び胎児に関するMRIの安全性は確立されていない。特に第1三半期間は様々な影響を受けやすいといわれている。	原則禁忌
体内電子機器	心臓ペースメーカー	禁忌
	その他の人工装置 (骨成長刺激装置、体内自動除細動器、人工中耳など)	禁忌
	迷走神経刺激装置	禁忌
	深部脳刺激装置(DBS)	禁忌
体内金属	術後体内金属(非磁性体)	術直後から検査可能
	術後体内金属(弱磁性体)	2ヶ月ほど待つのが適切
	脳動脈クリップ	MRI可能か確認
	人工肛門パウチなどの磁性体クリップ	禁忌
	尿道カテーテルで温度センサー付きのもの	原則抜去後検査
	胸部穿刺用トロッカー	原則禁忌
	血管内コイル・ステント・フィルター	素材の安全性を確認し挿入から2ヶ月ほど経過していれば検査可
	スワングアンツカテーテル	禁忌
	シャントバルブ	脳外科確認のもと検査
	脳外科用手術素材	検査可
	整形外科インプラント・素材	検査可(外装固定は不可)
	人工心臓弁・弁輪形成術リング	MRI可能か確認
	子宮避妊具(IUD・子宮脱リング)	検査可(装置側で条件変更が必要)
	内視鏡クリップ	検査可(装置側で条件変更が必要)
	磁力脱着式義歯	支持体が磁石の場合原則禁忌(入れ歯の磁力が低下する)
	磁力付着義眼	禁忌
	目部のインプラント・素材(瞼スプリング・ワイヤー)	素材を確認、磁性体の物は不可
	乳房再建術エキスパンダー	禁忌(数週間で外すもの)
その他	持続的自己血糖測定装置(フリースタイルリブレなど)	14日サイクルで張り替えるので予約の変更を検討、緊急の場合は外して検査
	バルーンカテーテル用DIBキャップ	処置室・病棟で事前に磁石が無いキャップに取り換えてから入室
	刺青・アートメイク	临床上必要で発熱に対し火傷変色のリスクを承諾してから検査
	化粧品(アイライナー・マスカラ)	検査前に落としてもらう
	コンタクトレンズ	カラーコンタクト(黒目を大きく見せるもの含む)は外してもらう
	保温下着	熱間を訴える事があるので脱いでもらう
	頭髮染料剤・白髪隠しファンデーション	金属粉が入っているので当日使用不可
	薬剤浸透性軟膏等貼付剤	原則剥がしてもらう。別途貼付剤資料を確認